

Basofila granulocyter

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

K₂-EDTA 5 mL. Kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Kan ej beställas enskilt. Ingår i Diffbeställning. Kan beställa gemensamt med hematologistatus.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning.

Hållbart i rumstemperatur och i kyla. Analyseras inom 24 h

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

B-Basofila

Metod

Metodtyp

ADVIA

Storhet

Antalskoncentration

Enhet

10⁹/L

NPU-Kod

NPU01349

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

0 - 0,1 10⁹/L

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2013-10-04

Klinisk kemi:

Postadress:

Klinisk kemi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

413 45 Göteborg

Provsvår: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.