

Eosinofila celler

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

K₂-EDTA 5 mL. Kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Kan beställas enskilt. Ingår i diffbeställningen. Kan beställa tillsammans med övriga hematologibeställningar.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning.

Hållbart i rumstemperatur och i kyla. Analyseras inom 24 h

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

B-Eosinofila

Metod

Metodtyp

Optisk mätning, partikelräkning

Storhet

Antalskoncentration

Enhet

10⁹/L

NPU-Kod

NPU01933

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

	Åldersintervall	Referensintervall
		0,04 - 0,4

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2017-05-24

Klinisk kemi:

Postadress:

Klinisk kemi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

413 45 Göteborg

Provsvär: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.