

Hemoglobin A_{1c}

Synonymer

HbA_{1c}

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

EDTA rör 5 mL eller Li-heparin, ej gelrör

Provtagning

Venöst eller kapillärt

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning.

Transport

Provet transporteras till laboratoriet i rumstemperatur

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

B-HbA_{1c}

Metod

Metodtyp

HPLC med katjonbyteskromatografi

Enhet

mmol/mol

NPU-Kod

NPU27300

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

Barn	Åldersintervall	Referensintervall
	<18 år	27 - 42

Vuxna	Åldersintervall	Referensintervall
	18 år - <50 år	27 - 42
	>=50 år	31 - 46

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-07-03

Klinisk kemi:

Postadress:

Klinisk kemi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

413 45 Göteborg

Provsvär: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.