

# Leukocyter Partikelkoncentration

## Synonymer

Leukocyter \ LPK

## Provtagningsanvisning

### Provmaterial

Blod

### Rör el. motsv

K<sub>2</sub>-EDTA kapillärprov i motsvarande mikrorör

### Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning.

Hållbart i rumstemperatur och i kyla. Analyseras inom 24 h

## Remiss

### Remiss

Beställningsetikett

### Remissord

B-LPK

## Metod

### Metodtyp

Optiskmätning, partikelräkning

### Storhet

Antalskoncentration

### Enhet

10<sup>9</sup>/L

### NPU-Kod

NPU02593

### Ackrediterad

Ja

## Referensvärden

Barn	Åldersintervall	Referensintervall
	<1 d	13,0 - 38,0
Kommentar	<12h ref.v. 9,0-30,0	
	1 d - <4 d	9,4 - 34,0
	4 d - <3 v	5,0 - 21,0
	3 v - <5 v	5,0 - 20,0
	5 v - <3 m	5,0 - 19,5
	3 m - <3 år	6,0 - 17,5
	3 år - <5 år	6,0 - 17,0
	5 år - <7 år	5,5 - 15,5
	7 år - <9 år	5,0 - 14,5
	9 år - <17 år	4,5 - 13,5
	17 år - <18 år	4,5 - 13,0

Vuxna	Åldersintervall	Referensintervall
	>=18 år	3,5 - 8,8

Klinisk kemi:  
Postadress:  
Klinisk kemi  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
413 45 Göteborg

Provsvår: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.