

Lymfocyter

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod
Rör el. motsv
K₂-EDTA kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Kan ej beställas enskilt. Ingår i Diffbeställnig. Kan beställa tillsammans med övriga hematologibeställningar.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning.
Hållbart i rumstemperatur och i kyla. Analyseras inom 24 h

Remiss

Remiss

Beställningsetikett
Remissord
B-Lymfocyter

Metod

Metodtyp

Optisk mätning, partikelräkning

Storhet

Antalskoncentration

Enhet

10⁹/L
NPU-Kod
NPU02636

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

Barn	Åldersintervall	Referensintervall
	<1 d	2,0 - 11,0
	1 d - <4 d	2,0 - 11,5
	4 d - <5 v	2,0 - 17,0
	5 v - <3 m	2,5 - 16,5
	3 m - <13 m	4,0 - 13,5
	13 m - <3 år	4,0 - 10,5
	3 år - <5 år	3,0 - 9,5
	5 år - <7 år	2,0 - 8,0
	7 år - <9 år	1,5 - 7,0
	9 år - <11 år	1,5 - 6,8
	11 år - <17 år	1,5 - 6,5
	17 år - <18 år	1,2 - 5,2

Vuxna	Åldersintervall	Referensintervall

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2017-01-18

Klinisk kemi:

Postadress:

Klinisk kemi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

413 45 Göteborg

Provsvär: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.