

# Monocyter

## Provtagningsanvisning

### Provmaterial

Blod

### Rör el. motsv

K<sub>2</sub>-EDTA kapillärprov i motsvarande mikrorör

### Provtagning

Kan ej beställas enskilt. Ingår i Diffbeställnig. Kan beställa tillsammans med övriga hematologibeställningar.

### Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning.

Hållbart i rumstemperatur och i kyla. Analyseras inom 24 h

## Remiss

### Remiss

Beställningsetikett

### Remissord

B-Monocyter

## Metod

### Metodtyp

Optisk mätning, partikelräkning

### Storhet

Antalskoncentration

### Enhet

10<sup>9</sup>/L

### NPU-Kod

NPU02840

### Ackrediterad

Ja

## Referensvärden

|  | Åldersintervall | Referensintervall |
|--|-----------------|-------------------|
|  |                 | 0,1 - 1,0         |

**Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2017-01-18**

Klinisk kemi:

Postadress:

Klinisk kemi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

413 45 Göteborg

Provsvär: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.