

Neutrofila granulocyter

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

K₂-EDTA kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Kan beställas enskilt. Ingår i diffbeställningen Kan beställa tillsammans med övriga hematologibeställningar.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning.

Hållbart i rumstemperatur och i kyla. Analyseras inom 24 h.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

B-Neutrofila

Metod

Metodtyp

Optisk mätning, partikelräkning

Storhet

Antalskoncentration

Enhet

10⁹/L

NPU-Kod

NPU02902

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

Barn	Åldersintervall	Referensintervall
	<1 d	6,8 - 28
Kommentar	<12h 6,0 - 26,0	
	1 d - <4 d	5,0 - 21
	4 d - <3 v	1,5 - 10
	3 v - <5 v	1,0 - 9,5
	5 v - <3 m	1,0 - 9,0
	3 m - <2 år	1,0 - 8,5
	2 år - <7 år	1,5 - 8,5
	7 år - <11 år	1,5 - 8,0
	11 år - <18 år	1,8 - 8,0

Vuxna	Åldersintervall	Referensintervall
	>=18 år	1,8 - 7,5

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2017-01-19

Klinisk kemi:

Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Provsvär: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.