

Hemoglobin (MCH)

Synonymer

MCH \ MCH, Hemoglobin (Erc-Index)

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Erytrocyter

Rör el. motsv

K₂-EDTA kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Beställs gemensamt med Hb, EPK och index.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning.

Hållbart i rumstemperatur och i kyla. Analyseras inom 24 h

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

Erc-MCH

Metod

Metodtyp

Beräkning Primäranalyser: B-Hemoglobin B-Erytrocyter, partikelkonc.

Storhet

Entitisk massa

Enhet

pg

NPU-Kod

NPU26880

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

Barn	Åldersintervall	Referensintervall
	<8 d	31 - 37
	8 d - <3 m	28 - 40
	3 m - <4 m	26 - 34
	4 m - <7 m	25 - 35
	7 m - <3 år	23 - 31
	3 år - <9 år	24 - 30
	9 år - <13 år	25 - 33
	13 år - <18 år	25 - 35

Vuxna	Åldersintervall	Referensintervall
	>=18 år	27 - 33

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2017-01-19

Klinisk kemi:

Postadress:

Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Provsvär: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.