

Erytrocyter, medelvolym (MCV)

Synonymer

MCV

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Erytrocyter

Rör el. motsv

K₂-EDTA kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Beställs gemensamt med Hb, EPK och index. Kan beställa tillsammans med övriga hematologibeställningar.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning.
Hållbart i rumstemperatur och i kyla. Analyseras inom 24 h.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

Erc-MCV

Metod

Metodtyp

Optik, partikelräkning

Storhet

Entitisk volym

Enhet

fL

NPU-Kod

NPU01944

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

Barn	Åldersintervall	Referensintervall	
		Flickor	Pojkar
	<8 d	95 - 121	95 - 121
Kommentar	<12h ref.v. 98-118		
	8 d - <3 v	88 - 126	88 - 126
	3 v - <5 v	86 - 124	86 - 124
	5 v - <3 m	85 - 123	85 - 123
	3 m - <4 m	77 - 115	77 - 115
	4 m - <7 m	74 - 108	74 - 108
	7 m - <3 år	70 - 86	70 - 86
	3 år - <9 år	75 - 87	75 - 87
	9 år - <13 år	77 - 95	77 - 95
	13 år - <18 år	78 - 102	78 - 98

Vuxna	Åldersintervall	Referensintervall
	>=18 år	82 - 98

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2017-01-16

Klinisk kemi:

Postadress:

Klinisk kemi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

413 45 Göteborg

Provsvär: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.