

# Triglycerider

## Synonymer

TG

## Provtagningsanvisning

### Provmaterial

Serum

### Rör el. motsv

Gelrör 5 mL, kapillärprov i motsvarande mikrorör.

### Provtagning

Venöst eller kapillärt. För bedömning av referensintervall måste fasteproprov tas.

### Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på [www.klinisk kemi.se](http://www.klinisk kemi.se) "Provtagning allmän information". Mikrorör centrifugeras vid 6000 g i 3 min. Förvaras i kyla.

## Remiss

### Remiss

Beställningsetikett

### Remissord

S-Triglycerider

## Metod

### Metodtyp

Fotometri

### Storhet

Substansmängdskoncentration

### Enhet

mmol/L

### NPU-Kod

NPU04094

### Ackrediterad

Ja

## Referensvärden

| Kvinnor: |                              | Män:   |                              |
|----------|------------------------------|--------|------------------------------|
| Barn:    | <5 år: 0,20 - 1,4 mmol/L     | Barn:  | <5 år: 0,20 - 1,4 mmol/L     |
|          | 5 - 14 år: 0,60 - 1,2 mmol/L |        | 5 - 14 år: 0,20 - 1,4 mmol/L |
|          | 15 - 17 år: 0,4 - 1,8 mmol/L |        | 15 - 17 år: 0,4 - 1,8 mmol/L |
| Vuxna:   | >17 år: 0,45 - 2,6 mmol/L    | Vuxna: | >17 år: 0,45 - 2,6 mmol/L    |

### Referensintervallsinformation

Referensintervallet gäller för fasteproprov. För behandlingsrekommendationer vid hyperlipidemi se [www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se)

**Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2013-10-08**

Klinisk kemi:

Postadress:

Klinisk kemi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

413 45 Göteborg

Provsva: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.