

CRP, P-				Revisionsdatum 2019-01-24
Kapitel C	Dokumentnr CRP05	Ändrad Av Ewa Samuelsson	Granskad av Linda Rännar	Fastställd av Göran Brattsand
Handbok Provtagningsanvisningar	Utgåva 8	Utgåva skapad 2018-11-10	Giltighetstid 2019-01-24 - Tillsvidare	Fastställd datum 2019-01-24

Dokumenttext**CRP hs, P-
(C-reaktivt protein)**Laboratoriemedicin VL
Klinisk Kemi

Remiss	RoS: Finns att beställa under Inflammation Remiss. VL Laboratoriemedicin Klinisk Kemi, Lycksele och Skellefteå, Remiss 5. VL, Laboratoriemedicin Remiss 1
Provtagningsmaterial	Plasmarör, gel, mintgrön propp
Provtagning	Provmaterial: Plasma Provvolum: Minimivolum 1 mL blod
Provhantering	Centrifugeras inom 30 h. Plasma hållbar 7 dygn vid 2 - 8 °C. Vid längre förvaring fryses plasma vid -20 °C eller lägre.

Övrig information

Indikation	Diagnostik och uppföljning av inflammation och infektion.
Referensintervall, beslutsgräns	< 3 mg/L
Ackrediterad	Ja

Dokumentslut

Referenser	
Dokument som refererar till detta 01.09.15.03.03.106 CRP hs, P- i Kvalitetshandbok Laboratoriemedicin	
Attribut	
Dokumenttyp	Klinisk Kemi VL
provtagning	c, blod
Dokumenttyper grupp tre	Klinisk Kemi VL